



# PLUS

Bifazik Defibrilatör



Bifazik Dalga Formu  
AED Özelliği



İlk Yardım Derneği, Life-Point i desteklemektedir

CE  
1984

# PLUS

Bifazik Defibrilatör

life  
POINT



  
**METsis**  
ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS

 **teknopark ankara**  
"Teknolojinin Başkenti"

**Merkez | Head Office**  
Yeni Batı Mahallesi 2377.Sokak  
No: 51 Yenimahalle - Ankara / TURKEY  
Tel: +90 312 386 21 90  
Faks: +90 312 395 77 72  
info@metsismedikal.com

## Teknik Özellikler

<b>Fiziksel</b>	
Ölçüler	330x314x175mm
Ağırlık	5,5 kg (batarya/kaşık dahil)
<b>Çevresel</b>	
Çalışma Şartları	0/45 °C ve 30 95 Rh
Saklama Şartları	20/55 °C
IP Sınıfı (toz/sıvı)	IP54
<b>Ekran</b>	
Tip	7" Renkli TFT LCD
Çözünürlük	800x480
Tarama Hızı	25 - 50 mm/sn
<b>Güç</b>	
Tip	Dahili
Volтаж	110V - 220V (+/- % 20) 50/60 Hz
<b>Batarya</b>	
Tip	Lityum Polimer
Şarj Süresi	3 Saat
Kapasite	4 Saat monitörizasyon süresi 200 Şoklama (270 Joule)
<b>Defibrilatör</b>	
Çalışma Modu	AED / Manuel / Senkronize
Defibrilasyon	Harici Kaşık / Ped
Kaşık Çeşitleri	Yetişkin / Çocuk (yetişkin kaşık altında) (kaşık üzerinde temas indikatörü - yeşil / sarı / kırmızı)
Dalga Formu	Bifazik Truncated Exponential (BTE)
Enerji Seçimi	2-3-5-7-10-20-30-50-70-100-150-200-250-270 2-3-5-7-10-20-30-50 (dahili kaşık ile)
Enerji Boşaltımı	Kaşık Üzerinden / Cihaz Üzerinden
Şarj Süresi	[270J < 5 sn] - [200J < 3 sn]
Dahili Boşaltım	Var (Off Pozisyonu / Seçilebilir 15-120sn aralığı / Disarm Pozisyonu / Soket Çıkışı)
<b>EKG</b>	
Kaynak	Ped / Kaşık / 3-5-10 uçlu kablo
Derivasyonlar	PDL/Pad DI DII DIII AvR AvL AvF V1...V6
Hız	0,25 - 0,50 mm/sn
Genlik	0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 4 / Otomatik
Ritim Aralığı	15 - 300 bpm
Geri Dönüş	< 3 sn
Filtreler	Mon I - Mon II - Strong - Diag - Surgery - AC On/Off

F183\_01\_26062025

<b>Yazıcı</b>	
Tip	Thermal Yazıcı
Kağıt Ölçüsü	58mm
Yazıcı Hızı	25 - 50 mm/sn
Çıktı Özellikleri	Otomatik / Manuel / Alarm
Kağıt Kontrol	Var
<b>Hafıza</b>	
Tip	Dahili Hafıza
Kapasite	45 Adet artritilabilir hafıza
Kayıt Özelliği	Defibrilasyon öncesi / sonrası EKG dalga formu Event - Trend - Alarm Kayıtları

<b>Standart Aksesuarlar</b>	<b>Sınıf MDR (AB) 2017/745: III</b>
Güç Kablosu	
EKG Kablosu	
Harici Kaşık Yetişkin ve Çocuk	

### Opsiyonel Aksesuar



AED Pedi

\* METsis Medikal yukarıdaki değerleri dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir

